

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Factory address: No 1, 2 Factory, No. 5, Hutang Road, Xiaya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Office address: No 1, 2 Factory, No. 5, Hutang Road, Xiaya Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province, China


TEL: 0086-571-86676309

E-mail: info@geyi-medical.com

www.geyi-medical.com



¡Manténgase informado!
Actualización del producto muy pronto



Solo uso
Cistoscopio Digital

Solo uso

Cistoscopio Digital

Canal para instrumental de hasta 4,2 Fr, compatible con una mayor variedad de instrumental quirúrgico.




- Dirección coaxial 1:1, más suave de operar.
- Dos teclas de acceso directo, admite personalización por el usuario.



Enchufe tipo C, la conexión eléctrica es más estable y fiable.



- Fuente de luz LED frontal, sensor CMOS de alta sensibilidad, excelente fidelidad de color.
- Imágenes de 160.000 píxeles.



Capacidad de carga de flexión de 180° hacia arriba y hacia abajo.



Característica del Producto

1. Su pequeño diámetro permite prescindir de la anestesia y minimiza el daño tisular.
2. Canal para instrumental de hasta 4,2 Fr, compatible con una mayor variedad de instrumental quirúrgico.
3. Mango ergonómico para una operación precisa y cómoda.

La cámara HD restaura el color al máximo



Diseño patentado con ángulo de bisel de 15°

Compatible con múltiples hosts



Parámetros del Producto

Modelo	Tubo de inserción Diámetro(mm)	Canal de instrumento	Longitud de trabajo	Resolución	Ángulo de visión	Profundidad de campo
GYCY-4.8-GY	14.4Fr (Φ4.8mm)	7.2Fr (Φ2.4mm)	380mm	160,000 pixel	120°	3-50mm
GYCY-3.8-GY	11.4Fr (Φ3.8mm)	4.2Fr (Φ1.4mm)	380mm	160,000 pixel	120°	3-50mm